

Koekäyttötulokset, 572890 / Ommelaineet - Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sote (osittainen uudelleen kilpailutus)

OSA-ALUE 1. Resorboituvat synteettiset monofilamentit			
KOEKÄYTTÖ JA LAADUN ARVIOINTI - NEULA (Osa-alueen 1. kohteet 1.4, 1.8, 1.17, 1.24)	Kohde	Tarjoaja: B. Braun Medical Oy	Tarjoaja: Medtronic Finland Oy
Neuloista koekäytön perusteella arvioitavat ominaisuudet (kohdat 1-3) 1. Neulan läpäisevyys kudoksessa (max 10 p.) 2. Neulan säilyminen terävänä ommeltaessa (max 10 p.) 3. Neulan kestävyyden (ei väänny) (max 10 p.) Arvioitavat ominaisuudet (1-3) pisteytetään koekäytön perusteella asteikolla: 10 p. = erinomainen 8 p. = hyvä 6 p. = tyydyttävä 4 p. = kohtalainen 0 p. = huono Hintavertailuun päästäkseen on jokaisen osa-alueeseen 1 tarjotun koekäytettävän tuotteen saatava arvioinnista neulan osalta vähintään 25 pistettä.	1.4 LANKA RES 90-120 MO 3-0 ALH 1X3/8 24MM 70CM	Tuotekohtaiset koekäyttöpisteet (yht. kohdat 1-3)* Tarjottu tuote: MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M) RCP Ref: C2023635 25 p	Tuotekohtaiset koekäyttöpisteet (yht. kohdat 1-3)* Tarjottu tuote: Biosyn SM-5679G 25 p
	1.8 LANKA RES 90-120 MO 4-0 AL 1X3/8 19MM 70CM	Tuotekohtaiset koekäyttöpisteet (yht. kohdat 1-3)* Tarjottu tuote: MONOSYN UNDYED 4/0(1.5)70CM DS19 (M) RCP Ref: C2023404 25 p	Tuotekohtaiset koekäyttöpisteet (yht. kohdat 1-3)* Tarjottu tuote: Biosyn SM-691 25 p
	1.17 LANKA RES 180-240 MO 0 PY 1X1/2 48MM 150CM	Tuotekohtaiset koekäyttöpisteet (yht. kohdat 1-3)* Tarjottu tuote: MONOPLUS VIO Q(3.5)150CM HR48 LOOP(M)DDP Ref: B0024090 25 p	Tuotekohtaiset koekäyttöpisteet (yht. kohdat 1-3)* Tarjottu tuote: Maxon GMM-634L 25 p
	1.24 LANKA RES 180-240 MO 3-0 PY 1X1/2 26MM 70CM	Tuotekohtaiset koekäyttöpisteet (yht. kohdat 1-3)* Tarjottu tuote: MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M)RCP Ref: C2024025 25 p	Tuotekohtaiset koekäyttöpisteet (yht. kohdat 1-3)* Tarjottu tuote: Maxon 8886-6233-41 25 p
	Koekäytön tuotekohtaiset arviot jaettuina tuotteiden määrällä (4kpl) = neulan koekäyttöpisteet osa-alueessa 1.		25 p

KOEKÄYTTÖ JA LAADUN ARVIOINTI - OMMELAINEET (Osa-alueen 1. kohteet 1.4, 1.8, 1.17, 1.24)			
KOEKÄYTTÖ JA LAADUN ARVIOINTI - OMMELAINEET (Osa-alueen 1. kohteet 1.4, 1.8, 1.17, 1.24)	Kohde	Tarjoaja: B. Braun Medical Oy	Tarjoaja: Medtronic Finland Oy
Ommelaineista koekäytön perusteella arvioitavat ominaisuudet (kohdat 1-5) 1. Langan liukavuus (max 6 p.) 2. Langan pysyvyys neulassa (max 6 p.) 3. Langan kestävyys kiristettäessä (max 6 p.) 4. Langan solmittavuus (max 6 p.) 5. Langan solmun pitävyys (max 6 p.) Arvioitavat ominaisuudet pisteytetään koekäytön perusteella asteikolla: 6 p. = erinomainen 4 p. = hyvä 2 p. = tyydyttävä 0 p. = huono Hintavertailuun päästäkseen on jokaisen osa-alueeseen 1 tarjotun koekäytettävän tuotteen saatava arvioinnista langan osalta vähintään 20 pistettä.	1.4 LANKA RES 90-120 MO 3-0 ALH 1X3/8 24MM 70CM	Tuotekohtaiset koekäyttöpisteet (yht. kohdat 1-5)* Tarjottu tuote: MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M) RCP Ref: C2023635 20 p	Tuotekohtaiset koekäyttöpisteet (yht. kohdat 1-5)* Tarjottu tuote: Biosyn SM-5679G 20 p
	1.8 LANKA RES 90-120 MO 4-0 AL 1X3/8 19MM 70CM	Tuotekohtaiset koekäyttöpisteet (yht. kohdat 1-5)* Tarjottu tuote: MONOSYN UNDYED 4/0(1.5)70CM DS19 (M) RCP Ref: C2023404 20 p	Tuotekohtaiset koekäyttöpisteet (yht. kohdat 1-5)* Tarjottu tuote: Biosyn SM-691 20 p
	1.17 LANKA RES 180-240 MO 0 PY 1X1/2 48MM 150CM	Tuotekohtaiset koekäyttöpisteet (yht. kohdat 1-5)* Tarjottu tuote: MONOPLUS VIO Q(3.5)150CM HR48 LOOP(M)DDP Ref: B0024090 20 p	Tuotekohtaiset koekäyttöpisteet (yht. kohdat 1-5)* Tarjottu tuote: Maxon GMM-634L 20 p
	1.24 LANKA RES 180-240 MO 3-0 PY 1X1/2 26MM 70CM	Tuotekohtaiset koekäyttöpisteet (yht. kohdat 1-5)* Tarjottu tuote: MONOPLUS VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M)RCP Ref: C2024025 20 p	Tuotekohtaiset koekäyttöpisteet (yht. kohdat 1-5)* Tarjottu tuote: Maxon 8886-6233-41 20 p
	Koekäytön tuotekohtaiset arviot jaettuina tuotteiden määrällä (4kpl) = ommelaineen koekäyttöpisteet osa-alueessa 1.		20 p
Laatupisteet yhteensä osa-alue 1 Neula + ommelaine		Tarjoaja: B. Braun Medical Oy 45 p	Tarjoaja: Medtronic Finland Oy 45 p

*Koekäytön perusteella annetut laatupisteet ovat keskiarvoja tuotteen koekäytössä saaduista pisteistä (kokonaispistemäärä jaettu koekäyttöpalauteiden määrällä)

OSA-ALUE 4. KERTAKÄYTTÖINEN IHONSULKUINSTRUMENTTI 35 wide, NIKKELITON (alv 0 %)

KOEKÄYTTÖ JA LAADUN ARVIOINTI -IHONSULKUINSTRUMENTTI	Kohde	Tarjoaja: B. Braun Medical Oy	Tarjoaja: FINE Medical Finland Oy
Käytettävistä instrumenteista tarkastetaan koekäytössä tarjouspöytäkirjassa osa-alueen tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset (vaatimus täytetty KYLLÄ / EI). Koekäytettävien tuotteiden tulee täyttää tarjouspöytäkirjassa osa-alueen tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset. Mikäli koekäyttötuote saa yksittäisen arvioivan vaatimuksen osalta arvioksi kaksi tai useampia EI täyty -arvioita, tuote hylätään eikä tarjous pääse osa-alueen hintavertailuun.	4.1 KERTAKÄYTTÖINEN IHON SULKUINSTRUMENTTI 35 wide, nikkelitön	Tarjottu tuote: MANIPLER AZ - 35W SKINSTAPLER Ref: 783100	Tarjottu tuote: Skin Stapler. Wide. 35 staples 0514-SSG-35W
	Arvioitavat ominaisuudet 1. Ihon reunat asetuvat hyvin 2. Latautuu automaattisesti 3. Hakasten tulee olla helposti asetettavat ja niiden tulee tulla laitteesta sujuvasti hakasia asetettaessa. 4. Tuotepakkauksen saa avattua ja laitteen poistettua pakkauksesta sterilisti.	Ei Kyllä Ei Kyllä	Ei Ei Kyllä Ei
		Tuote hylätään	Tuote hylätään

OSA-ALUE 5. KERTAKÄYTTÖINEN IHONSULKUINSTRUMENTTI 35 wide (alv 0%)

KOEKÄYTTÖ JA LAADUN ARVIOINTI -IHONSULKUINSTRUMENTTI	Kohde	Tarjoaja: FINE Medical Finland Oy	Tarjoaja: Medtronic Finland Oy
Käytettävistä instrumenteista tarkastetaan koekäytössä tarjouspöytäkirjassa osa-alueen tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset (vaatimus täytetty KYLLÄ / EI). Koekäytettävien tuotteiden tulee täyttää tarjouspöytäkirjassa osa-alueen tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset. Mikäli koekäyttötuote saa yksittäisen arvioivan vaatimuksen osalta arvioksi kaksi tai useampia EI täyty -arvioita, tuote hylätään eikä tarjous pääse osa-alueen hintavertailuun.	5.1 KERTAKÄYTTÖINEN IHONSULKUINSTRUMENTTI 35 wide	Tarjottu tuote: Skin Stapler. Wide. 35 staples Ref: 0514-SSG-35W	Tarjottu tuote: APPOSE ULC 35 WIDE 8886803712
	Arvioitavat ominaisuudet 1. Ihon reunat asetuvat hyvin 2. Latautuu automaattisesti 3. Hakasten tulee olla helposti asetettavat ja niiden tulee tulla laitteesta sujuvasti hakasia asetettaessa. 4. Tuotepakkauksen saa avattua ja laitteen poistettua pakkauksesta sterilisti.	Ei Ei Kyllä Ei	Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
		Tuote hylätään	Tuote hyväksytään

OSA-ALUE 6. KERTAKÄYTTÖINEN
IHONSULKUINSTRUMENTTI 35 regular (alv 0%)

KOEKÄYTTÖ JA LAADUN ARVIOINTI -IHONSULKUINSTRUMENTTI	Kohde	Tarjoaja: FINE Medical Finland Oy	Tarjoaja: Medtronic Finland Oy
<p>Käytettävistä instrumenteista tarkastetaan koekäytössä tarjouspyynnössä osa-alueen tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset (vaatimus täyttyy KYLLÄ / EI). Koekäytettävien tuotteiden tulee täyttää tarjouspyynnössä osa-alueen tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset. Mikäli koekäyttötuote saa yksittäisen arvioivan vaatimuksen osalta arvioksi kaksi tai useampia Ei täyty -arvioita, tuote hylätään eikä tarjous pääse osa-alueen hintavertailuun.</p>	6.1 KERTAKÄYTTÖINEN IHONSULKUINSTRUMENTTI 35 regular	Tarjottu tuote:	Tarjottu tuote:
	<p>Tuotenimi</p> <p>Ref</p> <p>Arvioitavat ominaisuudet</p> <p>1. Ihon reunat asetuttavat hyvin</p> <p>2. Latautuu automaattisesti</p> <p>3. Hakasten tulee olla helposti asetettavat ja niiden tulee tulla laitteesta sujuvasti hakasia asetettaessa.</p> <p>4. Tuotepakkauksen saa avattua ja laitteen poistettua pakkauksesta steriilisti.</p>	<p>Skin Stapler. Regular, 35 staples</p> <p>0514-SSG-35R</p> <p>Ei</p> <p>Ei</p> <p>Kyllä</p> <p>Ei</p> <p>Tuote hylätään</p>	<p>APPOSE ULC 35 REG</p> <p>8886803512</p> <p>Kyllä</p> <p>Kyllä</p> <p>Kyllä</p> <p>Kyllä</p> <p>Tuote hyväksytään</p>